

# EXCLUSIVE MEASUREMENT MODE

Let us tell you why you need it

## ▶ なぜ、獣医か所有者はサイクル・モードを必要としますか？

- あなたが手術に集中する時。あなたは、自動的にあなたにペットの体調を話す誰かを必要とします。
- ペットが手術後に回復しているとき、あなたはあなたがペットの体調に注意を払うのを手伝う誰かを必要とします。
- ペットがいろいろな病気のために入院するとき、あなたは長い間ペットの体調を監視する誰かを必要とします。
- ペットが診療所に白い長衣の状況を恐れるのがある時、あなたは、獣医が処置室から離れているとき、誰かがまだ血圧を自動的に測ることができることを必要とします。



# 測定モード - サイクル



サイクル間隔はユーザーのニーズ（1分～2時間）によってセットされることが出来ます。pettrustは定刻によって定期的な血圧測定を自動的に実行します。ユーザーは、もはやボタンを押すか、少しのセッティングも作る必要はありません。

ACVIM

5 Times

7 Times

- ACVIMによっても発表される文学は、以下を述べます：最も正確な血圧価格を得るために、平均に少なくとも5～7ペン値を得ることが必要です、そして、血圧価格はより信頼できます。

S. Brown, C. Atkins, R. Bagley, A. Carr, L. Cowgill, M. Davidson, B. Egner, J. Elliott, R. Henik, M. Labato, M. Littman, D. Polzin, L. Ross, P. Snyder, and R. Stepien(2007). Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats. *ACVIM Consensus Statement*.

- それで、上記の要因に基づいて、あなたは、自動的にあなたが仕事をより簡単にするために複数の血圧値を計るのを手伝う誰かが確かに欲しいです。

**pettrustのサイクル・モードは、あなたの最高の選んだ方です!!!**



pettrust@biocare.com.tw

