

# EXCLUSIVE MEASUREMENT MODE

Let us tell you why you need it

## ► 為什麼獸醫或飼主會需要循環量測模式？

- 當您專注於手術而無法分神時。
- 當寵物正處於手術後待復原的狀態時。
- 當寵物因各種疾病而住院觀察時。
- 當寵物在診療間出現嚴重的白袍恐懼高血壓症狀，獸醫需要暫時離開診間時。

您都會需要有人能夠自動幫您監控寵物的生理狀況，並提供正確的血壓和心跳數值，不論是短期監護或全天候監護。



# 量測模式 – 循環量測



使用者只要依照自己的需求去設定循環間隔的時間(1分鐘 ~ 2小時)，pettrust就會依所設定的時間自動進行週期性的血壓量測，使用者不需要再去進行任何動作。

ACVIM

5 Times

7 Times

- 美國獸醫內科學院(ACVIM)所公佈的文獻中也有提到：為了獲得可靠的血壓值，必須要取得至少5~7筆較穩定的血壓值來平均，該血壓數值才更有可信度。

S. Brown, C. Atkins, R. Bagley, A. Carr, L. Cowgill, M. Davidson, B. Egner, J. Elliott, R. Henik, M. Labato, M. Littman, D. Polzin, L. Ross, P. Snyder, and R. Stepien(2007). *Guidelines for the Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats. ACVIM Consensus Statement.*

- 因此，基於已上各種因素，您肯定希望有人能自動幫您量測多筆血壓數值，也讓您的工作更加輕鬆。

**pettrust的循環量測模式就是您最佳的選擇!!!**



pettrust@biocare.com.tw

